



Protokol o zkoušce č. 20250277

Předmět zkoušky:	Odpadní voda	Objednavatel:
Místo odběru:	VKV, Zbiroh, Jablečno	Služby a obchod města Zbiroh s.r.o.
Upřesnění:		p. Krofta, p. Rada
Odebral:	Hana Legnerová	Masarykovo náměstí č.p. 112
Odebráno:	06.02.2025 10:10 - 06.02.2025 15:50	33808 Zbiroh
Přijato:	06.02.2025 18:35	IČO: 29064236
Datum zahájení zkoušky:	07.02.2025	DIČ: CZ29064236
Ukončeno:	14.02.2025	
Typ odběru:	směsný 2 h á 15 min	
Akreditovaný odběr dle:	SOP č. V3 - manuálně	

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Nejistota 2)	Použitá metoda
BSK5 s membránovou sondou	mg/l	4	20 %	SOP č. 21-1 Příloha C (ČSN EN ISO 5815-1)
chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným	mg/l	10	25 %	SOP č. 16 (ČSN ISO 15705; TNV 75 7520:2002)
fosfor celkový	mg/l	0,460	20 %	SOP č. 28 (ČSN EN ISO 6878, kap.7)
nerozpuštěné látky sušené při 105°C	mg/l	8,5	20 %	SOP č. 22 (ČSN EN 872)
teplota *	°C	10,8		SOP č. 35 (ČSN 75 7342)

Legenda:

-limitní hodnota „p“

Ukazatele byly provedeny v Laboratoři Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec.

Ukazatele označené + nejsou předmětem akreditace.

Ukazatele označené * byly provedeny v terénu.

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '>' vyjadřuje výsledek větší než mez stanovitelnosti.

2) Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$ pro hladinu významnosti 95 %. Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího procesu.

Pro stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skelných vláken se střední velikostí póru 1.2 μm od firmy Fisher.

Pro stanovení BSK5 byl počet zkoušených ředění 2.

U vzorků neodebraných laboratoří laboratoř neručí za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy vzorku tak, jak byl přijat.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Starý Plzenec, 14.02.2025

Schválil: Lenka Vajskébrová

